



< QuickShuttle快速转染试剂 >

货号	产品名称	产品用途
KX0110041	QuickShuttle-Basic	基础型转染试剂，适用于大多数哺乳动物细胞系，可用于原代细胞和二倍体细胞，≈Lipo 2000
KX0110042	QuickShuttle-Enhanced	增强型转染试剂，适用于大多数哺乳动物细胞系，专用于难转细胞系，≈Lipo 3000
KX0110043	QuickShuttle-Superfast	超快型转染试剂，可立传立转：细胞消化和转染同时进行
KX0110044	QuickShuttle-293	293 细胞专用转染试剂，专用于各种 293 细胞，可立传立转
KX0110045	QuickShuttle-Hela	Hela 细胞专用转染试剂，专用于 Hela 细胞，可立传立转
KX0110046	QuickShuttle-BHK-21	BHK-21 细胞专用转染试剂，专用于 BHK-21 细胞，可立传立转

QuickShuttle 系列转染试剂优点



立传立转
传细胞的同时可以做转染
(basic\Enhanced 需预贴壁)




一分钟快速转染
质粒转染试剂混匀后无需孵育，直接加入培养基
(其他转染试剂需等待 10-30min)



无需换液
抗生素与血清对转染效果无影响

通用增强型：可兼容多种细胞



其他转染试剂

产品货号	产品名称	产品用途
KX0110047	BioShuttle PEI-293贴壁细胞转染试剂	用于贴壁生长的293系列细胞(如HEK293、HEK293T、HEK293A、293FT等)的转染
KX0110049	BioShuttle siRNA/miRNA体外转染试剂	可与RNA(包括siRNA、miRNA)相互作用形成复合物将RNA递送至真核细胞内
KX0110050	BioShuttle siRNA/miRNA体内转染试剂(in vivo)	可用于RNA(包括siRNA、miRNA、重组RNA)的体内递送
KX0110055	BioShuttle 高效DNA转染试剂	阳离子脂质体DNA转染试剂
KX0110053	BioShuttle 高效mRNA转染试剂	阳离子脂质体mRNA转染试剂
KX0110052	BioShuttle 高效蛋白转染试剂	高效蛋白转染试剂，4h查看RNP基因编辑效

苏州博奥龙科技有限公司
苏州博特龙免疫技术有限公司

产品分类

- ☆PCR扩增
- ☆蛋白表达
- ☆抗体产品
- ☆细胞生物
- ☆质粒构建
- ☆抗体制备
- ☆重组蛋白
- ☆病原研究
- ☆细胞培养
- ☆免疫检测
- ☆诊断原料
- ☆疫苗研究



博奥龙官方B站




博奥龙官方微信





慢病毒滴度快速检测卡

- 1、仅需1滴培养液，10min即可判读结果
- 2、10min判定病毒包装是否成功
- 3、10min初步判定病毒包装滴度，为是否继续培养或收毒提供判断依据
- 4、为反复收毒提供判断依据，每次达到固定颜色时收毒



慢病毒滴度ELISA检测试剂盒(一步法)

- 1、耗时短：本试剂盒为一步法ELISA，全实验流程仅需60min
- 2、操作简便：本试剂盒仅需要一次洗涤（single wash）即可完成
- 3、检测范围广：5~160pg/m
- 4、生物安全性高：不含感染性组分，阳性对照为重组表达纯化的p24抗原



慢病毒滴度检测	产品货号	产品名称
	BF06201	重组腺病毒载体快速检测卡
	BF06202	慢病毒滴度快速检测卡
	BF06224	慢病毒滴度ELISA检测试剂盒(一步法)
慢病毒浓缩	产品货号	产品名称
	BF06205	慢病毒浓缩试剂
目的细胞感染	产品货号	产品名称
	BDXB0113	慢病毒感染增强试剂